


CONGRÈS 2023, laboratoires DENCOTT, OCELLUS, 2Mcontact

Laboratoire de prothèses oculaires et des lentilles de contact sur mesure



Professionnel au service de la vision

HTSYFH Y T Q T L N %
J Y % U W T Y M J X J % T H Z Q F W J

2M LABORATOIRE
CONTACT 
EUROPTIC





Dencott

1

Centre d'adaptation

2

Contactologie sur mesure

3

Contactologie pour enfants

4

Contactologie Sclérale

5

Prothèses oculaires

Depuis 1955



Présentation du groupe DENCOTT

Dencott est le premier laboratoire d'adaptation et de fabrication de prothèse oculaire sur mesure, en France et à l'export depuis plus de 60 ans.

Disposant de son propre atelier de fabrication agréé par le LNE/GMED avec marquage CE, Dencott est dans la capacité de garantir à ses clients la meilleure qualité dans les meilleurs délais, grâce à un contrôle total de la chaîne de fabrication.


Fabrication Française

Equipe professionnelle


Une alliance du savoir-faire manuel et des nouvelles technologies.



KERATOCONE



**PROTHESE
OCULAIRE**



**LENTILLE
SCLERALE**

Centre d'équipement de la vision



Lentilles sclérales

Les lentilles sclérales sont des lentilles de contact de grand diamètre qui passent au-dessus de la cornée sans la toucher, en prenant appui sur la sclère.



Lentilles pour kératocône

Les lentilles spéciales pour kératocône permettent de compenser les irrégularités de la cornée et d'améliorer la qualité de la vision.



Lentilles à Iris peint sur mesure

Les lentilles de contact prothétique sont utilisées pour l'équipement de cornées traumatisées ou ayant une apparence esthétique modifiée.



Lentilles progressives

Les lentilles de contact progressives sont fabriquées pour corriger la vision à des distances différentes.



Prothèses oculaires

Appelées autrefois "oeil de verre", elles ont une visée esthétique et sont à présent fabriquées en polymère.



Lentilles pour enfants

Elles sont proposées aux enfants de huit à seize ans pour des myopies fortes et évolutives, des hypermétropies et des strabismes, surtout s'ils sont mal contrôlés par les lunettes.



Prothèses oculaires

Voici quelques exemples concrets de nos réalisations, elles sont le reflet de notre travail. Chacune de ces créations a été personnalisée.



Lentilles à Iris peint sur mesure

Chaque iris est peint à la main, sur mesure par une miniaturiste.



Verre Scléral souple

L'esthécOLOR est un verre scléral souple thérapeutique à iris peint

Nos réalisations



Prothèses oculaires



Voici quelques exemples concrets de nos réalisations, elles sont le reflet de notre travail. Chacune de ces créations a été personnalisées.

Prothèses oculaires


01

Avant



02

Après



03

Avant



04

Après



Reconstruction de l'iris

Cas No 01




Cas No 03



Cas No 02



Cas No 04





Verre scléral souple

L'esthécolor est une lentille souple thérapeutique à iris peint. Elle concerne un certain nombre de pathologies ou d'anomalies et sont destinées pour l'équipement de cornées traumatisées ou ayant une apparence esthétique modifiée





Ocellus

1

LENTILLE SPHERIQUE

2

LENTILLE KERATOCON

3

LENTILLE TORIQUE

4

LENTILLE SCLERALE

Laboratoire de lentilles rigides sur mesure




Lentilles kératocône

Les lentilles kératocône Ocellus permettent de compenser les irrégularités de la cornée et d'améliorer la qualité de la vision

Lentilles toriques

Les lentilles de contact toriques Ocellus corrigent les problèmes d'astigmatisme causés par les variations de la courbure de la cornée ou du cristallin.



Lentilles sphériques

Les lentilles sphériques corrigent aussi bien la myopie que l'hypermétropie sphérique et astigmatisme cornéen inférieur à 2,50 Dioptrie.

Lentilles post-greffe

Les lentilles post-greffe Ocellus sont des dispositifs médicaux de classe II, elles sont fabriquées par le laboratoire 2M Contact-Europtic.



1

LENTILLE SCLERALE

2

Onefit KERATOCONE

3

Onefit MED

4


Onefit POST-GREFFE

5

Onefit SECHERESSE OCULAIRE





**Extension de la gamme Maxilens
OneFit, Maxilens OneFit Med**

1 Type 


OneFit ▼

Enter parameters of the Onefit lens "in situ" - All fields are required

2

Base Curve	Oblate 	Diameter	Power	Other parameters
7.60 ▼	Standard Prolate Proi ▼	14.9 ▼	-3.25 ▲▼	

Which parameter(s) do you want to modify?

3 

Base Curve	Oblate	Diameter	Over-Refracton (Vertex 12mm)
No Change ▼	CCR 70 ▼	15.2 ▼	-1.25 ▲▼

Confirm and Calculate

4

Reset Calculate

New Onefit Lens to Order

5

Base Curve	Oblate	Diameter	Power
------------	--------	----------	-------

Outil d'ajustement en ligne

ZERO 6®

01

Hydron Zero 6 Sphérique

Lentille souple traditionnelle annuelle sur mesure corrigeant la myopie, l'hypermétropie.



02

Hydron Zero 6 Torique

Lentille souple traditionnelle annuelle sur mesure corrigeant la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme.





1

Lentille KERATOCONE

2

Lentille SPHERIQUE

3

Lentille TORIQUE

4

Lentille MULTIFOCAL

5

Lentille PROTHETIQUE, COSMETIQUE

Lentilles Kératocône

01

Rose K/ Rose K2

Lentille Sphérique / Asphérique 2
M Contact Rose K/K2 pour équiper les kératocônes



03

K 4

Lentille sphérique quadricourbe a
vec dégagement à aplatissement
standard pour équiper des kérato
cônes centrés de Stade 2



02

K8.50

entille sphérique quadricourbe ave
dégagement à aplatissement varia
le selon le ro pour équiper des kér
tocônes centrés stade 3



04

K 3

You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.



Laboratoires DENCOTT, OCELLUS 2M Contact, Europtic

Toute notre gamme PRO sur :

www.2mcontact.com 



Un service technique à votre écoute

Pour des conseils d'adaptation et de prêt au :

01 42 60 72 03 ou par mail
contact@2mcontact.com



Equipe compétente

Un plateau technique à la pointe du progrès
pouvant répondre rapidement à la demande
de la clientèle.

217 Rue Saint Honoré 75001, Paris Tel. : 01 42 60 72 03